

Kurzanleitung –Strep A Test

1. Rachenabstrich machen



- Tupfen Sie die hintere Rachenhöhle, Mandeln und andere entzündeten Bereiche ab.
- Vermeiden Sie dabei die Zunge, Wangen oder Zähne zu berühren.

2. Je 4 Tropfen Reagenz 1 & 2 mischen



- **4 Tropfen Reagenz 1** und **4 Tropfen Reagenz 2** in das Extraktionsröhrchen geben.
- Mischen Sie die beiden Flüssigkeiten durch leichte rotierende Bewegungen.

3. Probe in Flüssigkeit lösen



- Abstrichstäbchen in das Extraktionsröhrchen und gegen die innere Wand ausdrücken.
- Nochmals vollsaugen lassen und erneut ausdrücken. Mindestens einmal wiederholen.

4. Probeflüssigkeit auf die Kassette geben.

- Kappe auf das Extraktionsröhrchen drücken.



- **3 Tropfen Extraktionslösung** in die Probeöffnung der Testkassette geben.

5. 5 Minuten warten




Nach 5 Minuten ablesen!

- Bei hoher Keimzahl haben Sie **schon nach 1 Minute ein Ergebnis**.
- **Nicht länger als 10 Minuten** mit Ergebnis ablesen warten!!

6. Testergebnis ablesen

Strep A Infektion (positiv):




Kontrolllinie (C) bestätigt korrekten Ablauf
Testlinie (T)

Zwei rote Linien erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

Keine Strep A Infektion (negativ):



Nur eine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 5 bis 10 Minuten ablesen!

Ungültiges Testergebnis:



Keine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!

Durchführung der Positivkontrolle

Bei Verdacht auf Funktionsstörungen des Tests, z.B. negatives Ergebnis trotz Strep A Symptomen, sollte eine Positivkontrolle durchgeführt werden:

1. Überspringen Sie Schritt 1 oben.
2. Positivkontrolle schütteln und hinstellen.
3. Führen Sie Schritt 2 durch.
4. **1 Tropfen** Positivkontrolle dazugeben und dann mit einem Wattestäbchen gut durchmischen.
5. Folgen Sie den Schritten 4-6 oben. Sie sollten ein positives Ergebnis erhalten.



Ergibt die Kontrolle nicht das richtige Ergebnis, verwenden Sie den Test nicht, sondern wiederholen Sie den Test oder kontaktieren Sie den Hersteller **Willi Fox**.