

# Willi Fox – Einzeldrogentest

## Cocain

### Testanleitung (IFU)

**Schnelltest zum Nachweis von Cocain im Urin:**

#### 1. Anwendungsbereich

Die *Willi Fox* - Drogentests sind immunologische Einstufen-Schnelltests zum raschen, qualitativen Nachweis von Drogen in menschlichem Urin. Sie sind für die oben genannte Droge, beziehungsweise Drogenmetaboliten, verfügbar. Die Tests sind für den Einsatz in professionellen Labors und Arztpraxen mit geschultem Personal entwickelt worden und sollten gemäss der Testanleitung durchgeführt werden.

#### 2. Zusammenfassung des Testprinzips

Bei den *Willi Fox* - Drogentests handelt es sich um lateral-flow Immunoassays, basierend auf dem Prinzip von konkurrenzierenden Bindungen. Ihre schnelle und einfache Anwendung, sowie ihre hohe Sensitivität und Spezifität machen immunologische Tests zu wichtigen Werkzeugen der Drogendiagnostik.

Der *Willi Fox* - Drogentest hat in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der NIDA (National Institute of Drug Abuse) für die Bestimmung der Droge und Drogenmetaboliten folgende Nachweisgrenze (cut-off):

| Drogentyp                    | Drogenmetaboliten | Nachweisgrenze (cut-off) |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Cocain und deren Metaboliten | Benzoyllecgonin   | 300 ng/ml                |

### 3. Droge und Drogenmetabolite

**Cocain** („Koks“, „Schnee“,) ist eine gelblich-weiße Substanz, die aus den Blättern der Kokapflanze (*Erythroxylon coca*) gewonnen wird. Cocain ist ein wirksames Stimulanz des Zentralen Nervensystems und ein Lokalanästhetikum. Zu den pharmakologischen Effekten von Cocain gehören euphorische Rauschzustände und gesteigertes Leistungsempfinden, begleitet von erhöhtem Herzschlag, Pupillenerweiterung, Fieberschüben und Schweissausbrüchen. Es tritt schnell eine psychische Abhängigkeit ein. Cocain (Halbwertszeit 0,5-1,5 Stunden) wird vorwiegend als Benzoyllecgonin (Halbwertszeit 3-8 Stunden) im Urin ausgeschieden.

Weitere Informationen finden Sie auch auf [www.willifox.com](http://www.willifox.com) unter Drogenwissen

### 4. Testprinzip

Bei den **Willi Fox** - Drogentests konkurrieren immobilisierte Drogenmoleküle auf der Testmembran mit eventuell im Urin enthaltenen Drogenmolekülen um eine begrenzte Anzahl von Antikörperbindungsstellen (Kompetitionstest).

Die Testkassette enthält einen Membranstreifen, der in der Testregion mit immobilisierten Drogenmolekülen (Drogenkonjugat) besetzt ist. In dem rosa gefärbten Kissen am rechten Ende (Start) der Membran befinden sich Komplexe aus monoklonalen Antikörpern gegen die jeweilige Droge und kolloidalem Gold. Mit dem Urin, der durch Kapillarkraft der Membran entlang fließt, gelangen die Antikörper in die Testregion. Sind keine Drogenmoleküle im Urin enthalten, binden die Antikörper-Gold-Komplexe dort an die Drogen-Konjugate auf der Membran und bilden eine sichtbare Linie. Das Erscheinen eines Präzipitates in der Testregion bedeutet daher ein negatives Testergebnis. Sind Drogenmoleküle im Urin enthalten, werden sie mit den Drogen-Konjugaten in der Testregion um die Bindungsstellen an den Antikörpern konkurrieren und, wenn ihre Konzentration hoch genug ist, die Bindungsstellen vollständig besetzen. Dadurch wird eine Bindung der farbigen Antikörper-Gold-Komplexe in der Testregion verhindert. Ist keine Linie in der Testregion sichtbar, liegt daher ein positives Ergebnis vor. Zur internen Verfahrenskontrolle befindet sich auf dem Teststreifen eine Kontrollregion, in der eine weitere Antigen-Antikörperreaktion den korrekten Ablauf des Tests anzeigt. Die farbige Kontrolllinie sollte in jedem Fall erscheinen, ungeachtet dessen, ob Drogen im Urin enthalten sind oder nicht.

Bei negativen Ergebnis werden also zwei Farblinien (C, T) erscheinen und bei positivem Ergebnis erscheint eine Farblinie (C).

### 5. Inhalt der Testpackung

- Testkassetten in verschweissten Folienbeuteln (jeweils mit einer Einwegpipette und einem Trockenmittel). – *Das Trockenmittel ist kein Testbestandteil, bitte in den Abfall geben!*
- Jede Testkassette enthält jeweils den Testparametern entsprechende Anti-Drogen-Gold-Konjugate, sowie entsprechende Drogenkonjugate im Bereich der Testlinien und im Bereich der Kontrolllinien Antikörper gegen die Anti-Drogen-Gold-Konjugate.
- 1 Testanleitung

## 6. Zusätzlich benötigtes Material (nicht mitgeliefert)

- Sauberes und trockenes Gefäss zum Sammeln des Urins
- (Stopp)uhr

## 7. Lagerung und Haltbarkeit

Die **Willi Fox** - Drogentests können im verschlossenen Beutel bei Raumtemperatur (2-30°C) bis zum angegebenen Verfallsdatum aufbewahrt werden.

## 8. Wichtige Hinweise

- *Nur zur Anwendung als in vitro Diagnostikum durch Fachpersonal!*
- *Nur zum Einmalgebrauch*
- *Lesen Sie vor Ausführung des Tests die Testanleitung genau durch.*
- *Urinproben und alle mit ihnen in Berührung kommenden Materialien können möglicherweise infektiös sein. Entsprechende Vorsichtsmassnahmen bei der Handhabung und Entsorgung sollten daher getroffen werden. Vermeiden Sie Hautkontakt durch Tragen von Laborhandschuhen und Laborkleidung.*
- *Zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen sollte für jede Probe ein eigener Probenbehälter und eine eigene Pipette verwendet werden.*
- *Besteht der Verdacht, eine Probe könnte falsch gekennzeichnet, kontaminiert oder verdorben sein, sollte eine neue Probe genommen werden.*
- *Test nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.*
- *Test nicht verwenden, wenn Folienverpackung beschädigt ist.*
- *Test umgehend (innerhalb höchstens einer Stunde) nach Öffnung der Folienverpackung verwenden.*
- *Bitte beachten Sie die angegebenen Auswertungszeiten.*
- *Test nur unter angegebenen Temperaturen lagern und transportieren.*


## 9. Probegewinnung und Vorbehandlung

Die **Willi Fox** - Drogentests wurden für die Untersuchung von Urinproben entwickelt. Frischer Urin, der zu jeder Tageszeit gesammelt werden kann, erfordert keine besondere Vorbehandlung und kann direkt eingesetzt werden. Nach Möglichkeit sollte der Test am Tag der Probennahme erfolgen. Die Proben können gekühlt bei 2°C bis 8°C bis zu zwei Tage und gefroren bei -20°C für längere Zeit aufbewahrt werden. Vor der Durchführung des Tests müssen die Proben auf Raumtemperatur (15°C bis 30°C) gebracht werden. Gefrorene Proben sollten nach dem Auftauen gründlich gemischt werden. Falls sichtbare Verunreinigungen wie Schwebepartikel vorhanden sind, sollte die Probe zentrifugiert, gefiltert oder so lange stehen gelassen werden, bis sich die Partikel auf den Boden des Gefässes abgesetzt haben.

## 10. Testdurchführung und Auswertung

Beachten Sie bitte die Erläuterungen zur Probengewinnung und -vorbehandlung und die ‚Wichtigen Hinweise‘. Die Testkassette (im verschlossenen Folienbeutel), die Patientenprobe (Urin) und/oder eine allfällige Standardkontrolllösung sollten vor Durchführung des Tests auf Raumtemperatur (15°C bis 30°C) gebracht werden. Öffnen Sie den Folienbeutel der Testkassette erst unmittelbar bevor Sie den Test durchführen.

1. Nehmen Sie die Testkassette aus der versiegelten Schutzhülle und versehen Sie sie mit einem Kennzeichen für die Patientenprobe oder für die allfällige eingesetzte Kontrolllösung.  
Halten Sie die Testkassette waagrecht. Am besten legen Sie sie auf einen Tisch.
2. Tropfen Sie 3 Tropfen Urin (etwa 0,12 ml Probenflüssigkeit) senkrecht mit Hilfe der Pipette in die Probenöffnung. Verwenden Sie für jede Probe, beziehungsweise Kontrolle, eine neue Testkassette und eine neue Pipette.



3. Die Auswertung sollte nach **3 bis 5 Minuten** erfolgen.

**Warten Sie nicht länger als 10 Minuten mit dem Ablesen des Ergebnisses!**

## Auswertung



### Negatives Testergebnis:

**Zwei rote Linien** erscheinen im Sichtfenster:

Eine Testlinie (T), welche das Testergebnis anzeigt und eine Kontrolllinie (C), die den korrekten Ablauf des Tests bestätigt. Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

**Achtung:** Selbst eine nur leichte rosa Verfärbung im Testbereich (T) muss, wenn innerhalb der Auswertungszeit (3 bis 10 Minuten) als negativ interpretiert werden!



### Positives Testergebnis:

**Eine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion (C):

Das **Fehlen einer roten Linie** in der Testregion (T) bedeutet ein positives Ergebnis und dass die Konzentration von Drogen im Urin oberhalb der nachweisbaren Grenze liegt.



### Ungültiges Testergebnis:

**Keine eine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion (C). Der Test ist **ungültig** und sollte wiederholt werden.

## 11. Einsatzbereich und Grenzen

- Der Test wurde entwickelt für die Untersuchung von menschlichem Urin.
- Ein positives Testergebnis zeigt nur die Anwesenheit der Droge/ Drogenmetaboliten im Urin an. Es gibt keine Auskunft darüber, wie hoch die Drogenkonzentration ist, oder ob sogar eine Vergiftung vorliegt.
- Ein negatives Ergebnis muss nicht notwendigerweise nachweisen, dass die Urinprobe drogenfrei ist. Ein negatives Ergebnis können Sie auch erhalten, wenn die Droge im Urin vorhanden ist, die Konzentration sich aber unterhalb der Nachweisgrenze befindet.
- Der Test liefert ein vorläufiges analytisches Ergebnis. Zur Bestätigung des Testergebnisses ist der Einsatz einer spezifischeren chemischen Nachweismethode erforderlich. GC/MS hat sich dafür bei der NIDA (National Institute of Drug Abuse) als bevorzugte Methode etabliert. Das Testergebnis sollte mit der klinischen Symptomatik verglichen und fachlich beurteilt werden, insbesondere wenn ein vorläufig positives Testergebnis vorliegt.
- Es besteht die Möglichkeit, dass das Testergebnis durch technische Fehler, Fehler in der Versuchsdurchführung oder auch Substanzen in der Urinprobe oder Faktoren, die den Test beeinflussen und nicht im Abschnitt "Spezifität" erwähnt wurden, verfälscht wird.
- Ein Drogentest kann nicht unterscheiden zwischen Drogenmissbrauch und dem Einsatz von gewissen verschriebenen Medikamenten.
- Gewisse Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelzusätze können auch ein positives Ergebnis bewirken.
- Manipulationen wie das Zufügen von Substanzen und Chemikalien in die Urinprobe kann auch zu einem falschen Ergebnis führen.

## 12. Qualitätskontrolle

Eine Funktionskontrolle(C) ist im Test eingebaut. Dazu ist die rote Linie (C) in der Kontrollregion des Tests vorgesehen. Das Erscheinen dieser Linie bestätigt das Vorhandensein von genügend Probeflüssigkeit, ausreichender Saugfähigkeit der Membrane und korrekter Funktionalität des Tests.

Nach den Richtlinien für gute Laborpraxis (GLP) wird empfohlen, interne Kontrollen durchzuführen, um die ordnungsgemäße Durchführung des Tests zu gewährleisten. Standardkontrolllösungen hierfür sind nicht in der Testpackung beigelegt, sind aber im Handel erhältlich. Die Positiv- und Negativproben sollten in gleicher Weise wie Urinproben behandelt werden.

## 13. Testeigenschaften

### A. Richtigkeit

Es wurde eine Studie durchgeführt, bei dem der **Willi Fox** – Einstufen-Drogenschnelltest mit anderen Drogentests verglichen wurde. Die Vergleichsstudie wurde mit ca. 300 Proben von Drogentestprobanden mit Cocain-Konsum durchgeführt. Positive Ergebnisse wurden zusätzlich mittels GC/MS Technik überprüft. Folgende Verbindungen wurden quantitativ mittels GC/MS Technik gemessen und zur totalen Summe der nachgewiesenen Droge, welche in den angenommen positiven Urinproben gefunden wurden, dazu gezählt.

| Test | Mittels GC/MS Technik dazugezählte Verbindungen |
|------|---|
| COC  | Benzoyllecgonin                                 |

Die Ergebnisse von diesen klinischen Studien:

#### Übereinstimmung mit anderen Drogentests in %

|                          | COC  |
|--------------------------|------|
| Positive Übereinstimmung | 96%  |
| Negative Übereinstimmung | 100% |
| Total der Ergebnisse     | 98%  |

#### Übereinstimmung mit GC/MS in %

|                          | COC |
|--------------------------|-----|
| Positive Übereinstimmung | 98% |
| Negative Übereinstimmung | 95% |
| Total der Ergebnisse     | 96% |

Dabei wurden 40 klinische Proben von Cocain jeweils von einer ungeschulten Person in einem medizinischen Zentrum durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen mit der GS/MS Auswertung sind die Ergebnisse dieser ungeschulten Person im Bezug auf positive, negative und totale Übereinstimmung dieselben wie mit denen von einem geschulten Laborangestellten.

### B. Reproduzierbarkeit

Eine Studie wurde in drei verschiedenen Arztpraxen mit ungeschulten Angestellten durchgeführt, welche dabei drei unterschiedlichen Lots (Produktionschargen) des **Willi Fox** – Drogentests Cocain verwendet haben. Zweck der Studie war die Darstellung des Testablaufs und der Interaktion zwischen Testablauf und Anwender und führte zu folgenden Ergebnissen:

## Cocain

| Benzoyllecgonin<br>Konzentration<br>in ng/ml | Proben pro<br>Anwender | Anwender A |    | Anwender B |    | Anwender C |    |
|--|------------------------|------------|----|------------|----|------------|----|
|  |                        | -          | +  | -          | +  | -          | +  |
| 0  | 15                     | 15         | 0  | 15         | 0  | 15         | 0  |
| 150  | 15                     | 15         | 0  | 14         | 1  | 15         | 0  |
| 225  | 15                     | 10         | 5  | 7          | 8  | 10         | 5  |
| 375  | 15                     | 0          | 15 | 0          | 15 | 0          | 15 |
| 450  | 15                     | 0          | 15 | 0          | 15 | 0          | 15 |

### C. Analytische Sensivität

Ein Pool von drogenfreiem Urin wurde mit der Droge Cocain in der untenstehenden Konzentration versetzt und führte zu folgenden Ergebnissen:

| Drogenkonzentration im Bezug zur Nachweisgrenze (cut off) | Anzahl Proben | COC |    |
|---|---------------|-----|----|
|   |               | -   | +  |
| 0 % Cut-off   | 30            | 30  | 0  |
| -50% Cut-off  | 30            | 30  | 0  |
| -25% Cut-off  | 30            | 30  | 0  |
| Cut-off   | 30            | 3   | 27 |
| 25% Cut-off   | 30            | 0   | 30 |
| 50% Cut-off   | 30            | 0   | 30 |

### D. Analytische Spezifität

Die folgende Tabelle listet die Konzentration (ng/ml) von Verbindungen auf, welche mit dem **Willi Fox** – Drogentest Cocain innerhalb der Auswertungszeit von 3-5 Minuten positiv nachgewiesen wurden:

| Substanz/ Verbindungen | Konzentration in ng/ml |
|------------------------|------------------------|
| <b>Cocain</b>          |                        |
| Benzoyllecgonin        | 300                    |
| Cocain HCl             | 780                    |
| Cocaethylen            | 12'500                 |
| Ecgonine HCl           | 32'000                 |

### E. Kreuzreaktivität

Eine Studie wurde durchgeführt um die Kreuzreaktivität vom **Willi Fox** – Drogentest Cocain mit Substanzen/ Verbindungen in drogenfreiem Urin, wie auch in auf Drogen positiv getestetem Urin, welcher die Droge Cocain enthält, nachzuweisen. Die folgenden Substanzen/ Verbindungen zeigten keine Kreuzreaktionen beim Test mit dem **Willi Fox** – Drogentest bei einer Konzentration von 100µg/ml:








|                          |   |
|--------------------------|---|
| Acetaminophen            | Acetophenetidin                                 |
| N-Acetylprocainamid      | Acetylsalicylic Säure                           |
| Aminopyrin               | Amoxicillin                                     |
| Ampicillin               | L-Ascorbic Säure                                |
| Apomorphin               | Aspartam  |
| Atropin                  | Benzilic Säure                                  |
| Benzoic Säure            | Benzphetamine*                                  |
| Bilirubin                | D/L-Brompheniramine                             |
| Caffein                  | Cannabidol                                      |
| Chloralhydrat            | Chloramphenicol                                 |
| Chlorothiazid            | D/L-Chloropheniramin                            |
| Chlorpromazine           | Chloroquin                                      |
| Cholesterol              | Clonidin  |
| Cortison                 | L-Cotinin                                       |
| Creatinin                | Deoxycorticosteron                              |
| Dextromethorphan         | Diclofenac                                      |
| Diflunisal               | Digoxin   |
| Diphenhydramin           | Ecgonine methyl ester                           |
| L- $\Psi$ -Ephedrin      | $\beta$ -Estradiol                              |
| Estrone-3-Sulfat         | Ethyl-p-aminobenzoat                            |
| [1R,2S] (-) Ephedrine    | L(-)-Epinephrin                                 |
| Erythromycin             | Fenoprofen                                      |
| Furosemid                | Gentisic Säure                                  |
| Hemoglobin               | Hydralazin                                      |
| Hydrochlorothiazid       | Hydrocortison                                   |
| O-Hydroxyhippuric Säure  | p-Hydroxyamphetamin                             |
| p-Hydroxytyramin         | Ibuprofen                                       |
| Iproniazid               | D/L-Isoproterenol                               |
| Isoxsuprin               | Ketamin   |
| Ketoprofen               | Labetalol                                       |
| Loperamid                | Meperidin                                       |
| Meprobamat               | Methoxyphenamin                                 |
| Methylphenidat           | Nalidixic Säure                                 |
| Naloxon                  | Naltrexon                                       |
| Naproxen                 | Niacinamid                                      |
| Nifedipin                | Norethindron                                    |
| D-Norpropoxyphen         | Noscapin  |
| D/L-Octopamin            | Oxalic Säure                                    |
| Oxolinic Säure           | Oxymetazolin                                    |
| Papaverin                | Penicillin-G                                    |
| Pentazocine hydrochlorid | Perphenazin                                     |
| Phenelzin                | Trans-2-phenylcyclo-propylamine hydrochlorid    |
| L-Phenylephrin           | $\beta$ -Phenylethylamin                        |
| Phenylpropanolamin       | Prednisolon                                     |
| Prednison                | D/L-Propranolol                                 |
| D-Propoxyphen            | D-Pseudoephedrin                                |
| Quinacrin                | Quinin  |
| Quindin                  | Ranitidin                                       |
| Salicylic Säure          | Serotonin                                       |
| Sulfamethazin            | Sulindac  |
| Tetracyclin              | Tetrahydrocortisone 3-acetate                   |
| Tetrahydrozolin          | Tetrahydrocortisone 3 ( $\beta$ -D-glucuronide) |
| Thiamin                  | Thioridazin                                     |
| D/L-Tyrosin              | Tolbutamid                                      |
| Triamteren               | Trifluoperazin                                  |
| Trimethoprim             | Tryptamin                                       |
| D/L-Tryptophan           | Tyramin   |
| Uric Säure               | Verapamil                                       |
| Zomepirac                |   |

## 14. Literatur

1. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 6th Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 2002; 129.
2. FDA Guidance Document: Guidance for Premarket Submission for Kits for Screening Drugs of Abuse to be Used by the Consumer, 1997.
3. A Handbook of Drug and Alcohol Abuse, Gail Winger, Third Edition, Oxford Press, 1992, page 146.
4. Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company. 1986; 1735.
5. Hawks RL, CN Chiang. Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986.

## 15. Symbolerläuterungen

|   |                                       |   |                        |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|
| <b>REF</b>  | Produktnummer                         |    | nur zum Einmalgebrauch |
| <b>LOT</b>  | Chargennummer                         |    | Verfalldatum           |
|  | Lagertemperatur                       |    | Inhalt                 |
| <b>IVD</b>  | nur für in vitro-diagnostische Zwecke |  | Gebrauchsanweisung     |

**Alle *Willi Fox* – Cocain-Drogentests werden in der Schweiz hergestellt und vertrieben durch:**



**Willi Fox GmbH  
CH - 4001 Basel  
Tel. +41 (0)61 534 74 65  
Fax +41 (0)61 535 14 80  
willifox@willifox.com**

**www.willifox.com**